

Toebehoren voor de zorg





Ledbedlampen voor de zorg

De elegante ledbedlampen CURA en CURA LE zijn geoptimaliseerd voor bevestiging op Malsch hoog-laagbedden in een medische omgeving. Montage via speciale uitsparingen in het ligvlak zorgt ervoor dat de lamp stevig op het hoog-laagbed vast zit. Dankzij de flexibele, zwenkbare arm kan de lichtbundel in elke gewenste positie worden geplaatst voor een perfecte verlichting.

De CURA design bedlamp heeft een intuïtief toegankelijke snoerschakelaar binnen handbereik. De gesatineerde lampenkap verspreidt een sfeervol, niet-verblindend warm licht en zorgt zo voor een aangename, huiselijke sfeer en een uitstekend leescomfort. De bedlamp wordt rechtstreeks van stroom voorzien via het bedbedieningssysteem zodat er geen extra kabel op de vloer gelegd hoeft te worden.

Het CURA LE-model wordt bediend via een verplaatsbare snoerschakelaar. Het belangrijkste verschil met de CURA-bedlamp is, naast een ander lampontwerp, de koelere kleurtemperatuur van de lichtbron en de stroomvoorziening via een netadapter.



Bedlamp CURA

Artikelnr. V80200300002


- Bedlamp met flexibele, zwenkbare arm voor bevestiging in de uitsparingen aan het hoofdeinde
- Stroomvoorziening zonder extra stekker via het bedbedieningssysteem
- Lampkop 240° draaibaar
- Kabellengte ca. 40 cm
- Kleur: wit aluminium
- Lichtbron: 1 x ledmodule, ca. 5,2W
- Kleurtemperatuur: ca. 3000 K
- Normen: NEN-EN-IEC 60598-2-25 / A1 en NEN-EN-IEC 60598-1
- Optie: stroomvoorziening via afzonderlijke netadapter



Bedlamp CURA LE

Artikelnr. V80200500000

- Bedlamp met flexibele, zwenkbare arm voor bevestiging in de uitsparingen aan het hoofdeinde
- Stroomvoorziening via afzonderlijke netadapter
- 360° draaibaar
- Snoerschakelaar met haak
- Kabellengte ca. 150 cm
- Kleur: wit aluminium
- Lichtbron: 8 witte leds
- Kleurtemperatuur: 5000 K
- Normen: NEN-EN-IEC 60598-1 en NEN-EN-IEC 60598-2-25



Bedpapegaai en infuusstandaard



Bedpapegaai RAL 9006
Artikelnr. E71600101000

**Bedpapegaai RAL 9006
incl. standaard handgreep**
Artikelnr. V50100000001

**Bedpapegaai RAL 9006
incl. handgreep met automatisch
oprolmechanisme**
Artikelnr. V50200000001

**Handgreep met automatisch
oprolmechanisme**
Artikelnr. E21700102000



Standaard handgreep
Artikelnr. E21700101000



Bedpegeai met infuushouder
RAL 9006 (zilver)
Artikelnr. V50200000007




Infuushouder voor bedpegeai
verchromd
Artikelnr. V81110000001



Infuusstandaard gebogen
Roestvrij staal
Artikelnr. V80300000002



Infuusstandaard recht
Kunststof
Artikelnr. V80300000001



Infuusstandaard recht
Roestvrij staal
Artikelnr. V80300000000

Handbedieninghouders



**Haak voor handbediening
HC-146/147** om aan het bedhek
te hangen, kunststof
Artikelnr. E22400102000



**Haak voor handbediening
HB 400** om aan het bedhek
te hangen, kunststof
Artikelnr. E22400103000



**Houder voor handbediening
HC-146/147**, kunststof
Artikelnr. V81900000002



**Houder voor handbediening
HB 400**, kunststof
Artikelnr. PMF81900000008

Beddenkantelaar

De beddenkantelaar van Malsch dient om bedden te kantelen als de bedden breder zijn dan de deuropeningen, bijvoorbeeld in oude gebouwen met smalle deurkozijnen, in liften of in krappe trappenhuizen.

Met de beddenkantelaar kan het bed in een paar stappen veilig worden gekanteld. U schuift de beddenkantelaar horizontaal onder het bed en bevestigt de kantelaar met schroefklemmen aan het onderframe van het bed. U zet de rem van de beddenkantelaar vast en kunt het bed vervolgens zonder grote krachtsinspanning rechtop zetten.

Ook bij onderhoudswerkzaamheden aan moeilijk bereikbare onderdelen kan de beddenkantelaar de toegankelijkheid verbeteren.



Beddenkantelaar

Bedbreedte 90 cm tot 100 cm:


Artikelnr. V00600102000

Bedbreedte 110 cm tot 120 cm:

Artikelnr. V00600103000

Bedbreedte 120 cm tot 140 cm:

Artikelnr. V00600102001



Bedhekken en bedbepolstering



Doorlopend bedhek 3-delig
Artikelnr. E6050010



Bedhekverhoging
Artikelnr. V701001

Bedbepolstering

voor 2-delig doorlopend bedhek (per zijde)
195x60 cm

Artikelnr. V80101000000

voor 3-delig doorlopend bedhek (per zijde)
195x87 cm

Artikelnr. V80100000001



Bedbepolstering

voor gedeelde bedhekken (1 stuk)
83x28 cm

Artikelnr. V80101000014



Bedbepolstering

Beschermkussen voor bedfronten
(voor ligvlak van 90 cm)
Artikelnr. V80100000100 (1 stuk)

Beschermkussen voor zijkant
Artikelnr. V80100000200 (1 stuk)



Wandafstandhouder

Optioneel verkrijgbare wandafstandhouders voorkomen op efficiënte wijze dat muren, deurkozijnen en het hoog-laagbed worden beschadigd en beschermen personen tegen verwondingen wanneer ze worden vervoerd.

Wandafstandhouder uitschuifbaar



Wandafstandhouder universeel 1

uitschuifbaar

voor IMPULSE Edition 400,
400ZB, 420 en AURA

Artikelnr. V80100420015

1 x hoofdeinde, 2 x lange zijde



Wandafstandhouder universeel 2

uitschuifbaar

voor IMPULSE Edition 400LR

Artikelnr. V80100420020

1 x hoofdeinde, 2 x lange zijde

Wandafstandhouder niet-uitschuifbaar



Wandafstandhouder universeel 3,

niet-uitschuifbaar

voor IMPULSE Edition 400, 400ZB,
420 en AURA

Artikelnr. V80100420021

1 x hoofdeinde, 2 x lange zijde

Artikelnr. V80100420022

1 x hoofdeinde, afstand tot wand 7 cm



Wandafstandhouder universeel 4,

niet-uitschuifbaar

voor IMPULSE Edition 400LR

Artikelnr. V80100420023

1 x hoofdeinde, 2 x lange zijde

Artikelnr. V80100420024

1 x hoofdeinde

Overig toebehoren



Matrasblok

voor geïntegreerde bedverlenging
Artikelnr. V81500006000
(IMPULSE Edition 400/400 LR en AURA)

Artikelnr. V81500007000
(IMPULSE Edition 420/420LR)



Matrasblok zonder inlegbord

voor geïntegreerde bedverlenging
Vermeld bij het bestellen a.u.b. de matrasmaat.



Urinaalhouder incl. fles

Artikelnr. V81100002000



Ligvlakverlenging voor hoog-laag-
bedden AYLEEN* en IMPULSE met
doorlopende bedhekken
Artikelnr. V81501001500



Bedtafel voor doorlopende bedhekken

Artikelnr. V90100100500



Bedverlichting onderzijde

Artikelnr. V80200400003
voor zijpaneel van 19 mm

Artikelnr. V80200400001***
voor zijpaneel van 8 mm

Een set bestaat uit:

- ligvlakinzetstuk
- 4 houders voor bedhekken 220 cm
- 2 zijpanelen 220 cm**

* niet voor AYLEEN Edition 500, ** afhankelijk van het bedtype, *** alleen voor modellen met Limoss-aandrijfset

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

